

ORIENTAÇÕES

CINTILOGRAFIA RENAL ESTÁTICA (DMSA) 40704033

INDICAÇÕES	Exame utilizado para verificar função e alterações na forma e tamanho dos rins. Apresenta excelente benefício no acompanhamento de pacientes que tiveram infecções do trato urinário, pós-intervenção cirúrgica ou defeitos na formação dos rins.
PREPARO	Boa hidratação. Manter prescrição médica.
EXAME	Imagens dos rins são realizadas após 3 horas da administração venosa do medicamento, com o paciente em posição deitado por 20 minutos.
RISCOS	Não é administrado medicamento com iodo. A medicação contém mínima quantidade de radiação, apenas para a realização das imagens.
EXAMES ANTERIORES	São importantes para verificar evolução ou correlação. Se não tiver cintilografias, trazer o último USG ou Urografia Excretora ou Tomografia de avaliação dos rins.

CINTILOGRAFIA RENAL DINÂMICA COM RENOGRAMA (DTPA) SEM (40704017+40704084) OU COM DIURÉTICO-FUROSEMIDA (40704025+40704084)

INDICAÇÕES	Exame utilizado para verificar função dos rins e de suas vias excretoras (pelves – ureteres – bexiga). Na prática clínica, tem como principal indicação os casos com hidronefrose (estenose de JUP, por exemplo).
PREPARO	Boa hidratação. Manter prescrição médica.
EXAME	Imagens dos rins são realizadas imediatamente após a administração venosa do medicamento, com o paciente em posição deitado por 40 minutos.
RISCOS	Não é administrado medicamento com iodo. A medicação contém mínima quantidade de radiação, apenas para a realização das imagens.
EXAMES ANTERIORES	São importantes para verificar evolução ou para correlação. Se não tiver cintilografias, trazer o último USG ou Urografia Excretora ou Tomografia de avaliação dos rins.

Obs.: Verificar se o seu médico está solicitando DTPA com estímulo diurético (FUROSEMIDA).